

Panduan Master Tindakan

Ringkasan

Halaman **Master Tindakan** digunakan untuk mengelola daftar seluruh tindakan medis yang tersedia di fasilitas kesehatan. Di sini Anda dapat menambah tindakan baru, mengedit informasi tindakan, mengatur tarif, serta mengelola group dan parameter untuk tindakan laboratorium.

Mengakses Halaman Tindakan

1. Buka menu **Master Data** di sidebar.
2. Klik submenu **Tindakan**.
3. Sistem akan menampilkan tabel daftar seluruh tindakan medis.

Fitur Utama

Tabel Daftar Tindakan

Tabel menampilkan informasi tindakan dengan kolom-kolom berikut:

- **Kode Tindakan** — kode unik untuk identifikasi tindakan.
- **Nama Tindakan** — nama atau deskripsi tindakan medis.
- **Jenis Tindakan** — kategori tindakan (tindakan umum, laboratorium, radiologi, dll.).
- **Status** — status aktif atau nonaktif tindakan.
- **Aksi** — tombol Edit, Tarif, dan tombol tambahan Group/Parameter untuk tindakan laboratorium.

Filter dan Pencarian

- **Kolom Search** — pencarian teks bebas berdasarkan nama atau kode tindakan.
- **Filter Jenis Tindakan** — dropdown untuk menyaring berdasarkan jenis tindakan tertentu.

Menambah Tindakan Baru

1. Klik tombol **Tambah** di bagian kanan atas.
2. Modal formulir tambah tindakan akan muncul.
3. Isi data yang diperlukan: kode tindakan, nama tindakan, jenis tindakan, dan informasi lainnya.
4. Klik **Simpan** untuk menyimpan tindakan baru.

Mengedit Tindakan

1. Pada kolom **Aksi**, klik tombol **Edit** pada baris tindakan yang ingin diubah.
2. Modal edit akan tampil dengan data tindakan yang sudah terisi.
3. Ubah informasi sesuai kebutuhan.
4. Klik **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

Mengatur Tarif Tindakan

1. Pada kolom **Aksi**, klik tombol **Tarif** (ikon clipboard) pada baris tindakan.
2. Modal pengaturan tarif akan muncul.
3. Atur harga dan komponen biaya tindakan sesuai kebutuhan.
4. Klik **Simpan** untuk menyimpan tarif.

Tips: Tarif tindakan dapat dikonfigurasi dengan komponen biaya yang berbeda, seperti jasa medis, jasa sarana, dan bahan habis pakai. Pastikan seluruh komponen diisi dengan benar untuk keakuratan tagihan.

Fitur Khusus Laboratorium

Untuk tindakan dengan jenis **Laboratorium**, tersedia dua tombol tambahan:

Group

Klik tombol **Group** untuk mengelola pengelompokan parameter laboratorium. Group memungkinkan Anda mengorganisir parameter pemeriksaan ke dalam kategori-kategori yang terkait.

Parameter

Klik tombol **Parameter** untuk mengatur parameter pemeriksaan laboratorium yang terkait dengan tindakan tersebut (misalnya: nilai rujukan, satuan ukur, metode pemeriksaan).

Penting: Pastikan parameter laboratorium dikonfigurasi dengan benar, termasuk nilai rujukan normal, karena informasi ini akan ditampilkan pada hasil pemeriksaan pasien.

Hak Akses

Halaman ini dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin `tindakan` pada sistem.

Revision #2

Created 2026-02-23 21:50:38 UTC by Admin Dekacare

Updated 2026-02-28 15:45:57 UTC by Admin Dekacare