

# Etiket Pasien (Label)

## Ringkasan

Fitur **Etiket Pasien** memungkinkan pencetakan label obat yang berisi informasi pasien dan aturan penggunaan obat. Label ini ditempelkan pada kemasan obat yang diberikan kepada pasien saat proses dispensing di apotek.

## Informasi yang Ditampilkan

Setiap etiket (label) obat berisi informasi berikut:

### Bagian Header

- **Logo Fasilitas Kesehatan** — Logo klinik atau rumah sakit ditampilkan di bagian atas.
- **Nama Fasilitas Kesehatan** — Nama lengkap faskes.
- **Alamat** — Alamat lengkap faskes.

Tampilan header etiket dapat dikonfigurasi melalui pengaturan **faskes:logo-gabung-nama**. Jika diaktifkan, logo ditampilkan secara mandiri dengan alamat di bawahnya. Jika dinonaktifkan, logo dan nama faskes ditampilkan secara berdampingan.

### Bagian Informasi Pasien

- **Nama Pasien** — Nama lengkap pasien penerima obat.
- **No. RM** — Nomor Rekam Medis pasien.
- **Tanggal** — Tanggal dan waktu pencetakan etiket.

### Bagian Informasi Obat

- **Nama Produk** — Nama obat yang diberikan, ditampilkan dengan huruf tebal dan ukuran besar agar mudah dibaca.
- **Jumlah (QTY)** — Jumlah obat yang diberikan.
- **Indikasi** — Indikasi penggunaan obat (jika tersedia).

- **Aturan Minum** — Aturan penggunaan obat, ditampilkan dengan ukuran font besar untuk memudahkan pembacaan oleh pasien.

## Cara Mencetak Etiket

1. Proses etiket dimulai dari modul **E-Resep** di bagian Apotek.
2. Setelah proses dispensing obat selesai, klik tombol **Cetak Etiket**.
3. Sistem akan mencetak label untuk setiap item obat dalam resep.
4. Tempelkan etiket pada kemasan obat pasien.

## Format Cetakan

- **Jenis:** Label printer
- **Ukuran:** Sesuai dengan ukuran label yang terpasang pada printer
- **Printer:** Kompatibel dengan printer label thermal

Pastikan printer label telah dikonfigurasi dengan benar dan ukuran label sesuai sebelum mencetak. Pengaturan font cetakan dapat diubah melalui menu pengaturan **Font Cetakan** pada halaman Pengaturan Faskes.

---

Revision #1

Created 2026-02-28 15:43:09 UTC by Admin Dekacare

Updated 2026-02-28 15:43:10 UTC by Admin Dekacare